



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Silikon-Schwammstopfen weiß 52x49x58 mm VE 1 St.

26,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht.

Geeignet für alle runden Hälse.

Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren.

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giftfrei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4260
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072002886
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Höhe	52 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-60 °C
DM oben	58 mm
DM unten	49 mm

