



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Silikonstopfen mit Bohrung passend für magnetische Filterhalter

14,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Silikonstopfen mit Bohrung passend für magnetische Filterhalter.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 8-3007 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072086831 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| steril | Nein |
| Form | konisch |
| Höhe | 35 mm |
| DM oben | 43 mm |
| DM unten | 37 mm |

