



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Umstülpstopfen 25 mm ø NS 24 aus Silikon VE 10 St.

55,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stopfen aus Silikon für absolute Dichtigkeit auch bei fehlerhaftem Gläserand. Materialentnahme über Durchstechen. Fester Sitz durch Umstülpen des Randes.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1037
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072031541
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen NS-Stopfen
DM unten	25 mm
Verschluss-/ Deckeigenschaften	mit umstülpbarem Rand durchstechbar
für NS	24/29

