



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Lamellengriffstopfen farbig 12 mm ø weiss, VE à 100 St.

3,46 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Weißer Lamellen-Griffstopfen aus PE für Röhren mit 12 mm Ø.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-2076
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072033835
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Durchmesser	12 mm
steril	Nein
Form	zylindrisch
Höhe	20 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stopfen
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-50 °C
Verschluss-/ Deckeigenschaften	mit Griff/ Knopf

