



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® NS-Stopfen aus PE 8-Kt-Platte f. NS 24/29 VE 10 St. E-1587

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Konus glatt,  
Achtkant-Deckelstopfen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-1587
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072065799
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polyethylen (PE)
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
geeignet für	Flaschen mit Normschliff
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-70 °C
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Normschliff
Anzahl Kanten	8
Normschliff Kern	24/29

