



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® NS-Stopfen aus PE 8-Kt-Platte f. NS 34/35 VE 10 St. E-1589

10,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Konus glatt,
Achtkant-Deckelstopfen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1589
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072065812
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polyethylen (PE)
steril	Nein
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
geeignet für	Flaschen mit Normschliff
TBST MAX	200 °C
TBST MIN	-70 °C
Verschlüsse und Deckel Eigenschaften	mit Normschliff
Anzahl Kanten	8
Normschliff Kern	34/35

