



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Deckel aus PE, f. Röhrchen 1.2 ml, PP, 8er Strips, unsteril

37,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die autoklavierbaren Röhrchen können vielseitig im Labor angewendet werden, gleichgültig ob zur PCR, EIA, Lagerung oder zum Transport.

Die Fläschchen sind bis -80°C einfrierbar.

Die Deckel aus PE eignen sich nicht zum autoklavieren.

Abmessungen der Röhrchen:

- Außendurchmesser: 8.8 mm
- Höhe: 45 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2286
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5243
EAN	4058072214951
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
steril	Nein
Analytische Methode	Standard-PCR
Anzahl Tubes	8
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (kristallklar)
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen

