



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Heißklebefolie "Seal&Peel"

Sonderangebot

58,43 €

Normalpreis

70,40 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

neoLab Heißklebefolie ist kompatibel mit vielen Standard-Heißsiegelautomaten. Mit ihr lassen sich Platten für die PCR, qPCR, ELISA, Lagerung usw. verschließen.

Best.-Nr. 7-5217

Abziehbare Heißklebefolie für PP und COC Platten.

Temperaturbereich: -200°C bis +90°C

Autoklavierbar bei 121 C°

Die Heißklebefolie ist frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5217
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041489
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium Acrylat
Temp MAX	90 °C
Temp MIN	-200 °C
steril	Nein
Breite	78 mm
Länge	78 mm
Maße	78 x 125 mm

