



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Heißklebefolie "Seal&Pierce"

Sonderangebot


62,91 €

Normalpreis

75,80 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

neoLab Heißklebefolie ist kompatibel mit vielen Standard-Heißsiegelautomaten. Mit ihr lassen sich Platten für die PCR, qPCR, ELISA, Lagerung usw. verschließen.

Best.-Nr. 7-5218

Heißklebefolie für PP und PS Platten.

Die Folie ist beständig gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln, besonders gegenüber DMSO und kann durchstochen werden.

Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Autoklavierbar bei 121°C

Die Heißklebefolie ist frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5218
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041496
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium Acrylat
Temp MAX	120 °C
Temp MIN	-20 °C
steril	Nein
Breite	78 mm
Länge	78 mm
Maße	78 x 125 mm

