



neoLab® Heißklebefolie "Seal Clear "

Artikelbilder



Beschreibung

neoLab Heißklebefolie ist kompatibel mit vielen Standard-Heißsiegelautomaten.
Mit ihr lassen sich Platten für die PCR, qPCR, ELISA, Lagerung usw. verschließen.

Best.-Nr. 7-5219

Abziehbare Heißklebefolie für PP, PE, PS und COC Platten.
Die Folie ist besonders für qPCR Anwendungen geeignet.
Außerdem ist diese Folie gaspermeabel.
Temperaturbereich: -80°C bis +110°C

Die Heißklebefolie ist frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5219
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041502
Farbe	transparent (kristallklar)
Material	Polyester (PEs) Acrylat
Temp MAX	110 °C
Temp MIN	-80 °C
steril	Nein
Breite	78 mm
Länge	78 mm
Maße	78 x 125 mm

