




Brand[®] Life Science Verschlussfolien, Polyester, selbstklebend, für PCR/ELISA

Artikelbilder



Beschreibung

Egal ob Standard PCR, qPCR oder Digital Droplet PCR, in allen Fällen ist das Ausgangsmaterial kostbar und die Volumen gering. Um die Proben zu schützen und gleichzeitig die Sensitivität zu erhalten, müssen PCR-Proben optimal verschlossen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2270
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	294981390
EAN	4058072214814
Bruttogewicht	0.2927
HSNummer	39199080
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.25230 kg
Material	Polyester (PEs)
Ursprungsland	USA
Verpackungsbreite	0.09000 m
steril	Nein
Verpackungshöhe	0.02700 m
Verpackungstiefe	0.16400 m
Verpackungsvolumen	398.52000000 ccm
Breite	9 cm
Zolltarifnummer	39199080
Höhe	2,7 cm
Länge	16,4 cm
TBST MAX	125 Grad
TBST MIN	-40 Grad
Youtube URL	https://youtu.be/g1xqnS7AliU

