



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Verschlussfolie für Platten, Aluminium, selbstklebend, für Kältelagerung

Sonderangebot


99,70 €

Normalpreis

136,60 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Durch selbstklebende Einweg-Folien können die Proben sicher abgedeckt und verschlossen werden. Zur Lagerung für die PCR und ELISA eignet sich besonders die Verschlussfolie aus PP, die einen Temperaturbereich von -40 bis +120°C abdeckt. Verschlussfolien aus Aluminium eignen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit von -80 bis +120°C zur Kältelagerung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2269
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-5237
EAN	4058072214807
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Temp MAX	120 °C
Temp MIN	-80 °C
steril	Nein
Format/ Verpackung	einzelnd verpackt

