

neoLab® PCR-Klebefolie transparent

Artikelbilder

neoLab et al.



Beschreibung

Die neoLab-Verschlussklebefolien verschließen sicher Ihre Multiwellplatten, dadurch vermeiden Sie Kontaminationen. Sie sind geeignet für verschiedenste Anwendungen: PCR, qPCR, Lagerung, Zellkultur usw..

Die Klebefolien lassen sich leicht anbringen und wieder ohne Kleberückstände entfernen.

Alle Klebefolien sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

VE: 100 St./Pack

Zusätzliche Informationen

| ArtNr. | 7-5212 |
|--------------------|--------------------|
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072041441 |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Polyester (PEs) |
| Temp MAX | 110 °C |
| Temp MIN | -20 °C |
| steril | Nein |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 80 mm |
| Maße | 80 x 137 mm |
| | |

