



neoLab[®] Lagerungs-Klebefolie

Artikelbilder



Beschreibung

Die neoLab- Verschlussklebefolien verschließen sicher Ihre Multiwellplatten, dadurch vermeiden Sie Kontaminationen. Sie sind geeignet für verschiedenste Anwendungen: PCR, qPCR, Lagerung, Zellkultur usw.. Die Klebefolien lassen sich leicht anbringen und wieder ohne Kleberückstände entfernen. Alle Klebefolien sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

VE: 100 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-5213
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041458
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyester (PEs)
Temp MAX	110 °C
Temp MIN	-20 °C
steril	Nein
Breite	80 mm
Länge	80 mm
Maße	80 x 130 mm

