



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Autosampler-Vials 4 ml, Klarglas, 45 x 15 mm, ND13, 100 St./Pack

27,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Autosampler-Vials 4 ml mit Gewinde 13-425.

Aus Borosilikatglas Typ I.

Höhe 45 mm, Durchmesser 15 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7210
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072009045
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	45 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	13-425 (US)
Halsweite	weit
DM Flasche	15 mm
DM Hals	13 mm
DM Verschluss	13 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
ND (Nenndurchmesser)	ND13
für das Autosamplermodell	KA

