



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Kurzgewindeflaschen ND9, Klarglas,
mit intigriertem 0,2 ml Mikroeingang, 32 x 11,6
mm, mit Schriftfeld und Füllmark., 100 St./Pack**

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die Flaschen können aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern eingesetzt werden. Die weite Öffnung erlaubt einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen.

Maße: 32 x 11,6 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0679
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029425
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Arretierung Mikroeingang	am Flaschenhals
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	11.6 mm
DM Verschluss	9 mm
Gewinde	Kurzgewinde
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
ND (Nenndurchmesser)	ND9
für das Autosamplermodell	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 5880 Agilent 5890 Agilent 6850. 27 Pos. Tray Agilent 6890 Agilent 7673A Agilent 7683A Agilent 79855(A) Agilent CTC GC PAL Agilent CTC HTS/ HTC PAL AI 42 vial tray AI 60 vial tray AI CTC A200S AIM

