



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Gewindeflasche ND10 1,5 ml,
Klarglas, weite Öffnung, 32 x 11,6 mm, 100
St./Pack**

**21,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Standard-Probenfläschchen aus Klarglas mit weiter Öffnung.
1,5 ml Inhalt, Gewinde 10-425.
Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------------|---|
| Art.-Nr. | 7-0725 |
| Hersteller (Marke) | neochrom |
| EAN | 4058072155209 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Volumen | 1.5 ml |
| Farbe Flasche | transparent (klar) |
| Höhe | 32 mm |
| Boden außen | flach |
| Boden innen | flach |
| Gewinde | 10-425 (US) |
| Halsweite | weit |
| DM Flasche | 11.6 mm |
| DM Verschluss | 10 mm |
| Material Flasche | Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse) |
| ND (Nenndurchmesser) | ND10 |
| für das Autosamplermodell | Alcott 719 AL Alcott 719 D/ D-PCS Alcott 738 Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e Cambridge Scientific Instruments 205 Series Cambridge Scientific Instruments 300 Series Cecil Instruments Au |

