



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Gewindeflaschen Klarglas 1,5ml
32x11,6mm, m.Schriftfeld + Füllmark.VE 100
Stück**

**14,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Standard-Probenfläschchen aus Klarglas mit weiter Öffnung.
1,5 ml Inhalt, Gewinde 10-425.
Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0726
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029807
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	10-425 (US)
Halsweite	weit
DM Flasche	11.6 mm
DM Verschluss	10 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	Alcott 719 AL Alcott 719 D/ D-PCS Alcott 738 Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e Cambridge Scientific Instruments 205 Series Cambridge Scientific Instruments 300 Series Cecil Instruments Au

