



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Probenfläschchen 4,0 ml braun, mit Schraubkappe, 200 St./Pack

286,22 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Braune Probenfläschchen aus Wheaton-Borosilikatglas 33

inklusive autoklavierbarer Schraubkappe mit Septum aus Gummi/Teflon®.

Entsprechen ASTM-Standard Klasse A/USP Klasse I.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-0697
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0119
EAN	4058072426972
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	48 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	13-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
DM Flasche	15 mm
DM Hals	13 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Material Flasche	Borosilikatglas (Wheaton 320. USP-Standard Typ 1)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

