



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton V-Vial 3,0 ml, graduiert, mit Schraubverschluss

21,76 € Ab

17,77 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Massive und innen spitzkonische Vials aus Wheaton 33-Borosilikatglas.

Mit Schraubverschluss aus PP mit Loch und Septum aus Gummi/Teflon®.

Volumen: 3,0 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-2877
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0604
EAN	4058072427986
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	3 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	50 mm
Boden außen	flach
Boden innen	konisch. spitz
Gewinde	20-400 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Verschluss-/ Deckeigenschaften	mit Loch
DM Flasche	20 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Material Flasche	Borosilikatglas (Wheaton 33. ASTM-Standard Typ 1 Klasse A. USP-Standard Typ 1)
Material Verschluss/ Deckel	Harnstoffharz (Urea)

