



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Kurzgewindeflaschen ND9, 1,5 ml
Klarglas, silanisiert, weite Öffnung, 100 St./Pack**

**44,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die Flaschen können aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern eingesetzt werden. Die weite Öffnung erlaubt einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0674
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072077099
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	9 mm
DM Verschluss	9 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas
ND (Nenndurchmesser)	ND9

