











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neochrom® Kurzgewindeflaschen ND9, Klarglas, 1,1 ml 32 x 11,6 mm, mit 15 µl Innenkonus, 100 St./Pack

78,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Die Flaschen können aufgrund ihrer technischen Geometrie auf allen gängigen Autosamplern eingesetzt werden. Die weite Öffnung erlaubt einfaches Befüllen mit viskosen Stoffen.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	7-0678
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029418
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.1 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	konisch. spitz
Halsweite	weit
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	9 mm
DM Verschluss	9 mm
Material Flasche	Borosilikatglas
ND (Nenndurchmesser)	ND9

