



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® 2 ml Schraubfläschchen, Klarglas,  
mit Schriftfeld, Gewinde 9-425, blauer Deckel,  
rotes PTFE/weißes Silikon; VE: 100 Stück**

**49,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

Die neochrom Kombi-Kits bestehend aus 2 ml Fläschchen mit Gewinde 9-425 und den dazugehörigen Deckeln. Alle Kombi-Kits eignen sich für die meisten Anwendungen mit Agilent Autosamplern. Die Kits sind unmontiert und bestehen aus 100 Fläschchen, sowie 100 passenden Deckeln. \* geschlitzte Kappen empfohlen für UHPLC

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1191
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072080280
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Anzahl Komponenten	zwei
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	12 mm
DM Hals	8 mm
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	10 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	09-425 (US)
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar

