



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® HPLC/LC-MS zert. 2 ml
Schraubfläschchen, Klarglas, mit Schriftfeld,
Gewinde 9-425, blauer Deckel, rotes
PTFE/weißes Silikon mit Schlitz* ; VE: 100 Stück**

**74,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neochrom Kombi-Kits bestehend aus 2 ml Fläschchen mit Gewinde 9-425 und den dazugehörigen Deckeln. Alle Kombi-Kits sind für HPLC/LC-MS-Anwendungen für Waters Autosampler zertifiziert. Die Kits sind unmontiert und bestehen aus 100 Fläschchen, sowie 100 passenden Deckeln. * geschlitzte Kappen empfohlen für Waters UPLC™ und UHPLC

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1186
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072080150
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Loch	6 mm
Gewinde	09-425 (US)
Anzahl Komponenten	zwei
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar
DM Flasche	12 mm
DM Hals	8 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
DM Verschluss	10 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

