



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® 2 ml Schraubfläschchen, Klarglas,
mit Schriftfeld, montiert mit 9 mm blauem
Deckel, rotes PTFE/weißes Silikon; VE: 100 Stück**

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die neochrom Kombi-Kits bestehend aus 100 x 2 ml Fläschchen mit Gewinde 9-425 und den dazugehörigen vormontierten Deckeln. Alle Kombi-Kits eignen sich für die meisten Anwendungen mit gängigen Autosamplernmodellen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1205
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072080426
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Anzahl Komponenten	zwei
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	12 mm
DM Hals	8 mm
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	10 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	09-425 (US)
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar

