



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® HPLC/LC-MS zert. 2 ml
Schraubfläschchen, Braunglas, mit Schriftfeld,
Gewinde 9-425, blauer Deckel, rotes
PTFE/weißes Silikon; VE: 100 Stück**

**64,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neochrom Kombi-Kits bestehen aus 2 ml Fläschchen mit Gewinde 9-425 und den dazugehörigen Deckeln. Alle Kombi-Kits sind für HPLC/LC-MS-Anwendungen für Agilent Autosampler zertifiziert. Die Kits sind unmontiert und bestehen aus 100 Fläschchen, sowie 100 passenden Deckeln. * geschlitzte Kappen empfohlen für UHPLC

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1181
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072078904
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	32 mm
Anzahl Komponenten	zwei
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	12 mm
DM Hals	8 mm
DM Loch	6 mm
DM Verschluss	10 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	09-425 (US)
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	durchstechbar

