



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Schnappiringflaschen ND11, PP  
transparent, 0,7 ml, zyl. Einsatz, 100 Stck./Pack**

**16,20 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

Schnappingflaschen ND11  
Aus PP mit integriertem Mikroeinatz

Maße: 32 x 11,6 mm Ø

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0718
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029746
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.64 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach. mit Standing
Boden innen	flach
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	11 mm
DM Verschluss	11 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Polypropylen (PP)
für das Autosamplermmodell	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 7693A Agilent 79855(A) Agilent CTC HTS/ HTC PAL Alcott 719 AL Alcott 719 D/ D-PCS Alcott 738 Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e

