



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Schnappingflaschen PP 0,3 ml
ND11, braun, 32 x 11,6 mm, 100 St./Pack**

**22,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Schnappingflaschen ND11
Aus PP mit integriertem Mikroeinsatz

Maße: 32 x 11,6 mm Ø

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0724
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029784
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.25 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	32 mm
Boden außen	konisch. spitz . mit Standing
Boden innen	konisch. spitz
Halsweite	weit
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	11 mm
DM Verschluss	11 mm
Material Flasche	Polypropylen (PP)
für das Autosamplermmodell	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 7693A Agilent 79855(A) Agilent CTC HTS/ HTC PAL Alcott 719 AL Alcott 719 D/ D-PCS Alcott 738 Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e

