



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Schnappingfläschchen Braunglas,  
2 ml, Öffnung 11 mm, 12 x 32 mm, mit Schriftfeld**

**14,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Die neochrom Schnappingflaschen ND11, Vol. 2 ml, 12 x 32 mm sind aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse gefertigt.

Der Kühlpunkt liegt bei 565 °C.

Geeignet für AGILENT™ (HP) und Perkin Elmer-Autosampler.

Passende Schnappingkappen bitte separat bestellen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	EC-1054
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072080044
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	12 mm
DM Hals	11 mm
DM Verschluss	11 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)

