



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® EPA Gewindeflaschen ND24, 20,0 ml  
Braunglas, 57 x 27,5 mm, Gewinde 24-400 1.  
hydrolytische Klasse ( Pack á 100 Stück )**

**75,40 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

### Gewindeflaschen (EPA) aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit Gewinde 24-400

VE: 100 St./Pack.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0852
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037208
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	20 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	57 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	24-400 (US)
Halsweite	weit
DM Flasche	27.5 mm
DM Verschluss	24 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	Agilent 7695A Agilent AQUATek 70 Agilent Archon Pluge + Trap Agilent Tekmar SOLATek72 Analytik Jena multi N/C 3000 (TOC) Dimatec Dimatoc 200 Dimatec Dimatoc 300 Dimatec Dimatoc 400 Dimatec Dimatoc 2000 Dionex ASE 200 EST Analytical Archon P/T EST Analytic

