



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® EPA Gewindeflaschen ND24, 40,0 ml  
Braunglas, 95 x 27,5 mm, Gewinde 24-400 1.  
hydrolytische Klasse ( Pack á 100 Stück )**

**84,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

### Gewindeflaschen (EPA) aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit Gewinde 24-400

VE: 100 St./Pack.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0856
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037246
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	40 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	95 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	27.5 mm
DM Verschluss	24 mm
Gewinde	24-400 (US)
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	Agilent 7695A Agilent AQUATek 70 Agilent Archon Pluge + Trap Agilent Tekmar SOLATek72 Analytik Jena multi N/C 3000 (TOC) Dimatec Dimatoc 200 Dimatec Dimatoc 300 Dimatec Dimatoc 400 Dimatec Dimatoc 2000 Dionex ASE 200 EST Analytical Archon P/T EST Analytic

