



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® EPA Gewindeflaschen ND24, 60,0 ml
Klarglas, 140 x 27,5 mm, Gewinde 24-400 1.
hydrolytische Klasse (Pack á 100 Stück)**

**74,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Gewindeflaschen (EPA) aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse mit Gewinde 24-400

VE: 100 St./Pack.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0857
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072037253
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	60 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	140 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	24-400 (US)
Halsweite	weit
DM Flasche	27.5 mm
DM Verschluss	24 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	Agilent 7695A Agilent AQUATEk 70 Agilent Archon Pluge + Trap Agilent Tekmar SOLATEk72 Analytik Jena multi N/C 3000 (TOC) Dimatec Dimatoc 200 Dimatec Dimatoc 300 Dimatec Dimatoc 400 Dimatec Dimatoc 2000 Dionex ASE 200 EST Analytical Archon P/T EST Analytic

