



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Feingewindeflaschen ND18, Braunglas, 10 ml, 100 Stck./Pack

48,40 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Feingewindeflaschen aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse, mit gerundetem Boden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0841
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030759
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	8 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	46 mm
Boden außen	gerundeter Übergang zum Flaschenboden (HS-Boden)
Boden innen	gerundeter Übergang zum Flaschenboden (HS-Boden)
DM Flasche	22.5 mm
DM Verschluss	18 mm
Gewinde	Feingewinde
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	Agilent CTC Combi PAL AI Headspace Carlo Erba HS800 Carlo Erba HS850 CTC (LEAP) Combi PAL/ GC PAL. 32 Pos. Tray CTC (LEAP) Combi PAL SMPE Mode. 32 Pos. Tray CTC (LEAP) HTX PAL/ HTC PAL/ HTS PAL. 32 Pos. Tray CTC Combi-xt Headspace Option CTC Combi-xt Liq

