



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Gewindeflaschen ND8, 1,5 ml
Braunglas 32 x 11,6 mm, 1. hydrol. Klasse, 100
St./Pack**

**13,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Standard-Probenfläschchen mit Gewinde 8-425 für die GC und HPLC.

Für fast alle gängigen Autosamplern.

Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Die enge Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit einem Durchmesser von 5 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0657
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029210
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Gewinde	08-425 (US)
Halsweite	eng
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	8 mm
DM Verschluss	8 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplernmodell	Agilent 7693A AI 42 vial tray AI 60 vial tray AI CTC A200S AIM CPS-100 AIM CPS-200 Alcott 738 Alcott 719 AL Alcott 719 D/D-PCS Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e Beckmann Marathon Beckman

