



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Gewindeflaschen ND8, 1,1 ml
Klarglas 32 x 11,6 mm, konisch, 100 St./Pack**

**52,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Standard-Probenfläschchen mit Gewinde 8-425 für die GC und HPLC.

Für fast alle gängigen Autosamplern.

Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Die enge Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit einem Durchmesser von 5 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0659
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029234
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch. spitz
DM Flasche	11.6 mm
DM Hals	8 mm
DM Verschluss	8 mm
Gewinde	08-425 (US)
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplernmodell	AI 42 vial tray Beckmann 507/ 507e Beckmann Marathon Beckmann Promis Beckmann Triathlon Standard Tray Carlo Erba A200LC Carlo Erba AS100 Carlo Erba AS200S Carlo Erba AS300 Cecil Instruments AutoQuest CTC (LEAP) HTX PAL/ HTC PAL/ HTS PAL. 54/98 Pos. Tray C

