



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Gewindeflaschen ND13, 4,0 ml  
Klarglas 45 x 14,7 mm, Gewinde 13-425, 100  
St./Pack**

**16,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Standard-Probenfläschchen aus Klar- oder Braunglas mit weiter Öffnung.

4 ml Inhalt, Gewinde 13-425.

Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Maße: 45 x 14,7 mm Ø.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	7-0764
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030131
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	4.1 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	45 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	14.7 mm
DM Verschluss	13 mm
Gewinde	13-425 (US)
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermmodell	Agilent G1888A Agilent HS 7694 Agilent 6850. 22 Pos. Tray Agilent 7693A Alcott 719 AL Beckmann Triathlon LSV Tray Bruker LC51 Cambridge Scientific Instruments 300 Series Cambridge Scientific Instruments 205 Series Cecil Instruments AutoQuest Dionex AS 40

