



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® Kurzgewindeflaschen ND9, 0,7 ml,  
PP transparent, 32 x 11,6 mm, 100 St./Pack**

**17,30 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

**Haupteinsatzgebiete für Kunststoff-Flaschen** sind die Atomabsorption, Wasser- und Proteinanalysen, Kapillarelektrophorese, Ionenchromatographie etc.

- 1,5 ml Kurzgewindeflaschen mit leicht konkavem Boden:  
einsetzbar in der HPLC als Alternative zu silanisierten Glasflaschen für pH-empfindliche und wässrige Proben

Maße: 32 x 11,6 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0686
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072029494
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.6 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach. mit Standing
Boden innen	flach
DM Flasche	11.6 mm
DM Verschluss	9 mm
Gewinde	Kurzgewinde
Halsweite	weit
Material Flasche	Polypropylen (PP)
für das Autosamplermodell	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 5880 Agilent 5890 Agilent 6850. 27 Pos. Tray Agilent 6890 Agilent 7673A Agilent 7683A Agilent 79855(A) Agilent CTC GC PAL Agilent CTC HTS/ HTC PAL AI 42 vial tray AI 60 vial tray AI CTC A200S AIM

