



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Mikroprobenfläschchen 0,3 ml,
zylindrisch m. Innenkonus, aus PP, 100
Stck./Pack**

**14,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Mikroprobengefäße für die HPLC und GC Probengeber, verwendbar für die meisten Standard-Autosamplern. Halsdurchmesser 10,8 mm. Aus Polypropylen, milchig transparent, selbststehend, autoklavierbar, tiefkühlgeeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1012
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072072216
Volumen	0.3 ml
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	31.8 mm
Boden außen	flach
Boden innen	konisch. spitz
Arretierung Mikroeinsatz	am Flaschenhals
DM Hals	10.8 mm
Material Flasche	Polypropylen (PP)
für das Autosamplermode	KA

