



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**neochrom® ND20 Headspace Flaschen, 5 ml  
Klarglas, 38,2 x 22 mm, runder Boden, 100  
St./Pack**

**26,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Die am Markt befindlichen Instrumente erfordern eine große Vielfalt an Flaschen.

Um Ihnen die Identifizierung der richtigen Flasche zu erleichtern, haben wir in unserer Produktübersicht Angaben zur Instrumenteneignung gemacht.

Alle Flaschen sind aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Headspace-Flaschen unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:

- Volumen
- gerundeter oder flacher Boden  
Ein gerundeter Boden ist stabiler bei hohem Innendruck während des Temperierens. Zudem gleitet die Flasche leichter in den Heizblock, wenn sie mittels Magneten dort eingeführt wird.  
Ein flacher Boden kann notwendig sein, wenn die Flaschen im Instrument geringfügig abwärts laufen müssen.
- abgeschrägter Headspace-Rand  
Ein abgeschrägter Headspace-Rand kann für einige Spezialverschluss-Systeme (Perkin Elmer) erforderlich sein.
- Halslänge (instrumentenabhängig)
- Klar- / Braunglas
- mit / ohne Schriftfeld und Füllmarkierungen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0788
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030346
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	5 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	38.2 mm
Boden außen	gerundeter Übergang zum Flaschenboden (HS-Boden)
Boden innen	gerundeter Übergang zum Flaschenboden (HS-Boden)
DM Flasche	22 mm
DM Verschluss	20 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Typ Flaschenrand	Headspace-Rand
für das Autosamplermodell	Alcott 719 AL Beckmann Triathlon Standard Tray Knauer K-3800 (Basic Marathon) Knauer Smartline K-3950 Perkin Elmer HS6 Perkin Elmer HS40/ HS100/ HS101 Perkin Elmer ISS-100. 85 vial tray Perkin Elmer ISS-200. 85 vial tray Perkin Elmer ISS-225. 25 vial tray

