



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® ND20 Headspace Flaschen, 20 ml  
Klarglas, 75,5 x 22,5 mm, DIN-Rollrand, langer  
Hals, flacher Boden, 100 St./Pack**

**29,80 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



# Beschreibung

---

Die am Markt befindlichen Instrumente erfordern eine große Vielfalt an Flaschen.

Um Ihnen die Identifizierung der richtigen Flasche zu erleichtern, haben wir in unserer Produktübersicht Angaben zur Instrumenteneignung gemacht.

Alle Flaschen sind aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Headspace-Flaschen unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:

- Volumen
- gerundeter oder flacher Boden  
Ein gerundeter Boden ist stabiler bei hohem Innendruck während des Temperierens. Zudem gleitet die Flasche leichter in den Heizblock, wenn sie mittels Magneten dort eingeführt wird.  
Ein flacher Boden kann notwendig sein, wenn die Flaschen im Instrument geringfügig abwärts laufen müssen.
- abgeschrägter Headspace-Rand  
Ein abgeschrägter Headspace-Rand kann für einige Spezialverschluss-Systeme (Perkin Elmer) erforderlich sein.
- Halslänge (instrumentenabhängig)
- Klar- / Braunglas
- mit / ohne Schriftfeld und Füllmarkierungen

# Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0795
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030414
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	20 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	75.5 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	22.5 mm
DM Verschluss	20 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Typ Flaschenrand	DIN-Rollrand
für das Autosamplermodell	Agilent G1888A Agilent HS 7694 Agilent 7697A Dani HS 39.50 Dani HS 86.50 Dani Master AS HTA HT200H HTA HT250D HTA HT280T HTA HT300L Quma Electronic QHSS-40 Shimadzu HTA 200 H Shimadzu HSS-2B Thermo Scientific Trace 1300 Series Varian Genesis

