



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Rollrandflaschen 0,3 ml Klarglas,
31,5 x 5,5 mm, konisch, 100 St./Pack**

**30,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Probenfläschchen mit DIN-Rollrand ND8 in verschiedenen Volumina und Formen.
Für fast alle gängigen Autosamplern.
Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Sie können mit 8 mm Aluminium-Bördelkappen, mit 9 mm PE-Kappen oder mit 8 mm Push-On-Kappen verschlossen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0604
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072028770
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	31.5 mm
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch. spitz
DM Flasche	5.5 mm
DM Verschluss	8 mm
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplernmodell	Agilent 1050. 34 Pos. Tray Agilent 1090. 34 Pos. Tray Agilent 7673A Agilent 7683A Agilent CTC HTS/ HTC PAL Agilent CTC GC PAL AI 60 vial tray Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e Beckmann Triathlon LSV Tray Carlo Erba AS100 Carlo Erba AS300

