



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Rollrandflaschen 1,2 ml Braunglas
40 x 8,2 mm, 1. hydr. Klasse, 100 St./Pack**

**18,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Probenfläschchen mit DIN-Rollrand ND8 in verschiedenen Volumina und Formen.
Für fast alle gängigen Autosampler.
Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Sie können mit 8 mm Aluminium-Bördelkappen, mit 9 mm PE-Kappen oder mit 8 mm Push-On-Kappen verschlossen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0606
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072028794
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	40 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	8.2 mm
DM Verschluss	8 mm
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermodell	AI 60 vial tray Carlo Erba AS800. 60 vial tray Dionex Gina 50 Dionex Summit ASI 100 Micro-Tray 192 Pos. Dionex UltiMate Nano/Cap/Micro WPS-3000 SL 216 (3x72) Pos. Rack 1.2 ml Dynatech 60 vial tray Dynatech LC2000 Fisons AS800 60 vial tray Gynkotek Gina 50

