



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Rollrand-Mikroflaschen 0,6 ml Braunglas, konisch, 40 x 7 mm, 100 St./Pack

Sonderangebot

6,30 €

Normalpreis

9,45 €

**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Probenfläschchen mit DIN-Rollrand ND8 in verschiedenen Volumina und Formen.
Für fast alle gängigen Autosamplern.
Aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.

Sie können mit 8 mm Aluminium-Bördelkappen, mit 9 mm PE-Kappen oder mit 8 mm Push-On-Kappen verschlossen werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0608
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072028817
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	0.6 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	40 mm
Boden außen	konisch. spitz
Boden innen	konisch. spitz
Halsweite	eng
DM Flasche	7 mm
DM Verschluss	8 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermode	Agilent CTC A200S Agilent CTC GC PAL Agilent CTC HTS/ HTC PAL Beckmann 504 Beckmann Triathlon Micro-Tray Carlo Erba AS100 Carlo Erba AS200 Carlo Erba A200LC Carlo Erba AS200S Carlo Erba AS300 CTC A200S CTC A200LC Finnigan A200S Fisons AS100 Fisons AS200 F

