



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Rollrandflaschen ND11, Klarglas, 1,1
ml 32 x 11,6 mm, 1.hydr.Klasse, 100 St./Pack**

**75,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Standard-Flaschen für die GC und die HPLC mit Rollrand ND 11 für die meisten Autosamplern.
Die weite Öffnung erlaubt ein einfaches Befüllen.
Glas 1. hydrolytischer Klasse.

Fläschchenmaße: 32 x 11,6 mm (H x Ø)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0625
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072028978
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	konisch. spitz
DM Flasche	11.6 mm
DM Verschluss	11 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermode	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 7673A Agilent 7683A Agilent 79855(A) Agilent 5880 Agilent 5890 Agilent 6850. 27 Pos. Tray Agilent 6890 Agilent CTC HTS/ HTC PAL Agilent CTC GC PAL Agilent 7693A AI 42 vial tray AI 60 vial tray AI

