



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neochrom® Rollrandfläschchen Klarglas ND11, 2 ml, 12 x 32 mm, weite Öffnung

11,50 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Die neochrom Rollrandfläschchen ND11, Vol. 2 ml, 12 x 32 mm sind aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse gefertigt.

Der Kühlpunkt liegt bei 565 °C.

Geeignet für:

- Agilent™ GC und LC-Autosampler: EC-1000 bis EC-1003
- Shimadzu-Autosampler: EC-1000

Passende Bördelkappen bitte separat bestellen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|--|
| Art.-Nr. | EC-1001 |
| Hersteller (Marke) | neochrom |
| EAN | 4058072078928 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Volumen | 2 ml |
| Farbe Flasche | transparent (klar) |
| Höhe | 32 mm |
| Boden außen | flach |
| Boden innen | flach |
| Halsweite | weit |
| DM Flasche | 12 mm |
| DM Verschluss | 11 mm |
| Material Flasche | Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse) |

