



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Rollrandfläschchen Braunglas ND11,
2 ml, 12 x 32 mm, weite Öffnung, mit Schriftfeld**

**13,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die neochrom Rollrandfläschchen ND11, Vol. 2 ml, 12 x 32 mm sind aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse gefertigt.

Der Kühlpunkt liegt bei 565 °C.

Geeignet für:

- Agilent™ GC und LC-Autosampler: EC-1000 bis EC-1003
- Shimadzu-Autosampler: EC-1000

Passende Bördelkappen bitte separat bestellen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	EC-1003
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072080266
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	braun
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Halsweite	weit
DM Flasche	12 mm
DM Verschluss	11 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)

