



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neochrom® Schnapppringflaschen ND11, 1,5 ml,
Klarglas m. Schriftfeld + Füllmark. 100 St./Pack**

**18,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Schnappringfläschchen in verschiedenen Volumina. Unterschiedliche Materialien und Ausführungen erhältlich. Ohne Verschluss.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0749
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072030001
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	1.5 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach
Boden innen	flach
DM Flasche	11.6 mm
DM Verschluss	11 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
für das Autosamplermmodell	Agilent 1050 Agilent 1090 Agilent 1100 Agilent 1200 Agilent 7693A Agilent 79855(A) Agilent CTC HTS/ HTC PAL Alcott 719 AL Alcott 719 D/ D-PCS Alcott 738 Antec-Leyden AS 100 Antek 736 Unisampler Antek 738 Beckmann 501 Beckmann 502/ 502e Beckmann 507/ 507e

