



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neochrom® High Recovery Fläschchen mit Schnappring, Klarglas, weite Öffnung, 2 ml, 12 x 32 mm; VE: 100 Stück**

**96,60 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

neochrom High Recovery Vials mit weiter Öffnung, Vol. 2ml, 12 x 32 mm garantieren durch einen speziell geformten Innenraum ein Totvolumen von weniger als 2 µl. Dies ermöglicht einem Autosampler die gesamte Probe zu entnehmen. Es werden keine Glaseinsätze mit Federn benötigt. Passende Deckel müssen gesondert bestellt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	EC-1281
Hersteller (Marke)	neochrom
EAN	4058072079925
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	2 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	32 mm
Boden außen	flach. mit Standing
Boden innen	flach
DM Flasche	12 mm
DM Hals	10 mm
DM Verschluss	12 mm
Halsweite	weit
Material Flasche	Borosilikatglas

