



Thermo Scientific Capitol Vial 40 ml-Fläschchen

Artikelbilder

Beschreibung

Capitol Vial 40 ml-Fläschchen Optimal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Büroartikeln sowie für allgemeine Verpackungsanwendungen. Verschlussfarbe: White Beschreibung: Schnappdeckel für Behälter mit 40 ml Inhalt Volumen (metrisch): 40 mL Anzahl pro Karton: 2500 Verschlusstyp: Schraubverschluss, oben geschlossen Typ: Fläschchen-Schnappverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): 40 ml-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2545
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292487222
Bruttogewicht	8.43
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.03500000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
DM innen	28 mm

