



## Thermo Scientific Capitol Vial 40 ml-Fläschchen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Capitol Vial 40 ml-Fläschchen Optimal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Büroartikeln sowie für allgemeine Verpackungsanwendungen. Beschreibung: 40 ml-Behälter Farbe: Naturfarben Volumen (metrisch): 40 ml Anzahl pro Karton: 500 Volumen (angloamerikanisch): 1.35 oz. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Schnappverschluss, oben geschlossen (nicht im Lieferumfang enthalten) Typ: Fläschchen Zur Verwendung mit (Geräte): Schnappverschluss für 40 ml-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten) Unit Size: Case of,500

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2544
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292487215
Bruttogewicht	5.54
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.06400000 ccm
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	80 mm
Länge	80 mm
DM innen	28 mm

